

Anticorpo Policlonal Anti-Atp1B2 Para Ihc-P, Elisa - P14415

Número do item: CM0019567

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ATP1B2 humano (subunidade beta-2 da ATPase de transporte de sódio/potássio). Validado para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de adesão celular e transporte iônico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP1B2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AMOG; ATP1B2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	482
GeneID	482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 68-290 do ATP1B2 humano (NP_001669.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P14415
Peso da Proteína	33kDa
Transporte	Bolsa de gelo