

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atp1B2 Para Wb - P14415

Número do item: CM0028506

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ATP1B2 (AMOG), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa IVD sobre a função da ATPase sódio/potássio e mecanismos de adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP1B2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AMOG; ATP1B2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	482
ID do Gene	482
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 68-290 do ATP1B2 humano (NP_001669.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14415
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo