


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atp1B3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P54709

Número do item: CM0003217



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ATP1B3 de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece ATP1B3 (CD298/ATPB-3) humano, de camundongo e rato, com bandas observadas em 22 e 32 kDa. Ideal para pesquisa de transporte iônico e proteínas de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	ATP1B3 Rabbit mAb
Observações/Alias	CD298; ATPB-3; ATP1B3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	483
GeneID	483
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 180-279 do ATP1B3 humano (P54709)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54709
Peso da Proteína	22kDa/32kDa
Envio	Bolsa de gelo