

Anticorpo Policlonal Anti-Atp23 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6H3

Número do item: CM0017831

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATP23 (KUB3/XRCC6BP1) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de proteases mitocondriais e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP23 Rabbit pAb
Observações/Alias	KUB3; XRCC6BP1; ATP23
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	91419
ID do Gene	91419
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-246 do ATP23 humano (NP_150592.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6H3
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo