

Anticorpo Monoclonal Anti-Atp2B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20020

Número do item: CM0006344



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-ATP2B1, validado em WB, IF/ICC, ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Para estudo da homeostase de cálcio, regulação da pressão arterial, mineralização óssea e sensibilidade à insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP2B1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1
Espécie	Humano
GeneID	490
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20020
Peso Proteico	135 kDa
Envio	Saco de gelo