

Anticorpo Policlonal Anti-Atp2B1 Para Wb, If-P, Elisa - P20020

Número do item: CM0021516



introdução

O anticorpo policlonal de coelho contra ATP2B1 (pAb) detecta ATP2B1/PMCA1 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Validado para WB, IF-P e ELISA; ideal para o estudo do transporte de cálcio, da regulação da pressão arterial e do metabolismo ósseo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra ATP2B1
Observações/Apelido	MRD66; PMCA1; PMCA1kb; ATP2B1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	490
ID do Gene	490
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 50-150 de ATP2B1 humano (NP_001673.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P20020
Peso da Proteína	135 kDa
Envio	Bolsa de gelo