

## Anti-Atp2B2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q01814

Número do item: CM0028421

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o ATP2B2 (PMCA2), adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a homeostase de cálcio e a função auditiva.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ATP2B2 pAb Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido | PMCA2; DFNA82; PMCA2a; PMCA2i; ATP2B2                                                                                    |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 491                                                                                                                      |
| GeneID              | 491                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 do ATP2B2 humano (NP_001674.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | Q01814                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 137kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |