

Anticorpo Policlonal Anti-Atp2B4 Para Wb, Elisa - P23634

Número do item: CM0015087



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ATP2B4 validado para WB e ELISA. Tem como alvo a ATPase 4 de cálcio da membrana plasmática (PMCA4, P23634) para pesquisas sobre sinalização celular e motilidade espermática, com reatividade cruzada em camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ATP2B4 Rabbit pAb
Observações/alias	MXRA1; PMCA4; ATP2B2; PMCA4b; PMCA4x; ATP2B4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	493
GeneID	493
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1141-1205 da ATP2B4 humana (NP_001675.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P23634
Peso da proteína	138 kDa
Envio	Bolsa de gelo