

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atp4B (Atpase Hidrogênio Potássio Beta) Para Ihc-P, Elisa - P51164

Número do item: CM0003296

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à subunidade beta da ATP4B/ATPase transportadora de potássio humana. Validado para IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Suporta estudos de bomba de prótons gástrica e transporte de íons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP4B Rabbit mAb
Observações/Alias	ATPase Hidrogênio Potássio Beta; ATP4B
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	496
GeneID	496
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 192-291 da ATP4B humana (P51164)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51164
Peso da Proteína	33kDa
Transporte	Bolsa de gelo