

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atp5A1 Para Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P25705

Número do item: CM0002190



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ATP5A1, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Detecta a subunidade alfa da ATP sintase humana, de camundongo e rato. Ideal para estudos de função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP5A1 Rabbit mAb
Observações/Alias	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	498
ID do Gene	498
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do ATP5A1 humano (P25705).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25705
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo