

Anti-Atp5D Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P30049

Número do item: CM0026214



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ATP5D humano (subunidade delta da ATP sintase F1, mitocondrial). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa mitocondrial e estudos de ATP sintase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	ATP5D pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATP5D; MC5DN5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	513
GeneID	513
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-168 do ATP5D humano (NP_001678.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30049
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo