

Anticorpo Policlonal Anti-Atp5F1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P24539

Número do item: CM0025804



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o ATP5F1, uma subunidade da ATP sintase mitocondrial. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano e camundongo. Ideal para pesquisas de bioenergética mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP5F1 pAb Coelho
Observações/Apelido	PIG47; ATP5F1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	515
GeneID	515
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-245 do ATP5F1 humano (NP_001679.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P24539
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo