

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atp5G2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06055

Número do item: CM0020479

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATP5G2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre a ATP sintase mitocondrial e estudos de transporte de prótons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ATP5G2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATP5A, ATP5G2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	517
ID do gene	517
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do ATP5G2 humano (NP_001002031.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q06055
Peso da proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo