

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atp5H Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75947

Número do item: CM0028904



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ATP5H (subunidade d do pedículo periférico da ATP sintase, O75947). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP5H pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATPQ; APT5H; ATP5H
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10476
GeneID	10476
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-161 do ATP5H humano (NP_006347.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O75947
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo