

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atp5I Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56385

Número do item: CM0020709



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ATP5I humano (subunidade e da ATP sintase). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de mitocôndrias e ATP sintase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP5I pAb de Coelho
Observações/Alias	ATP5I; ATP5K
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	521
GeneID	521
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56385
Peso Proteico	8kDa
Envio	Bolsa de gelo