


Anticorpo Policlonal Anti-Atp5j Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18859

Número do item: CM0026588



introdução

Anticorpo policlonal de coelho ATP5J de alta qualidade para aplicações em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece a subunidade F6 do pedículo periférico da ATP sintase em amostras humanas, de rato e de camundongo, apoiando estudos de metabolismo mitocondrial e energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP5J pAb de Coelho
Observações/Apelido	F6; CF6; ATP5; ATPM; ATP5A; ATP5J
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	522
ID do Gene	522
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-108 do ATP5J humano (NP_001676.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18859
Peso Proteico	13kDa
Envio	Saco de Gelo