


Anticorpo Policlonal Anti-Atp5J2 Para Wb E Elisa - P56134

Número do item: CM0019905



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ATP5J2 humano, adequado para aplicações de WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do complexo da ATP sintase mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho ATP5J2
Observações/Apelido	ATP5J2, ATP5JL
Espécie	Humano
ID do Gene	9551
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-94 do ATP5J2 humano (NP_004880.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P56134
Peso Proteico	11kDa
Envio	Saco de Gelo