

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atp5L Para Wb, If/Icc, Elisa - O75964

Número do item: CM0026159



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATP5L humano (subunidade g da membrana da ATP sintase), adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de ATP sintase mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP5L Rabbit pAb
Observações/Alias	ATP5L; ATP5JG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10632
ID do Gene	10632
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-103 do ATP5L humano (NP_006467.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75964
Peso da Proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo