


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atp50 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48047

Número do item: CM0028564



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a ATP50 humana (OSCP), uma subunidade da ATP sintase mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade em humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP50 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATPO; OSCP; ATP50; HMC08D05
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	539
GeneID	539
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-213 da ATP50 humana (NP_001688.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48047
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo