

Anti-Atp6 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - P00848

Número do item: CM0006710

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ATP6 (subunidade a da ATP sintase) para WB e ELISA. Detecta ATP6 humano, uma subunidade chave do canal de prótons da ATP sintase mitocondrial. Ideal para pesquisas sobre metabolismo e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ATP6
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4508
GeneID	17705
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00848
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo