

Anti-Atp6 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00848

Número do item: CM0030522

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ATP6 (subunidade a do complexo F(0) da ATP sintase, também conhecido como MT-ATP6) para aplicações de Western blot (WB), imunofluorescência (IF/ICC), imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Detecta ATP6 humano e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MT-ATP6, MTATP6, ATPASE6
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	4508
ID do Gene (Camundongo)	17705
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 127-226 do ATP6 de camundongo (NP_904333.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P00848
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo