


Anticorpo Policlonal Anti-Atp6Ap1 Para Wb, Elisa - Q15904

Número do item: CM0017529



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATP6AP1 (subunidade S1 da V-ATPase), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a função da bomba de prótons, o tráfego de membranas e a homeostase intracelular do ferro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ATP6AP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATPS1; ATP6IP1; ATP6AP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	537
GeneID	537
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-390 do ATP6AP1 humano (NP_001174.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15904
Peso da proteína	52 kDa
Transporte	Bolsa de gelo