


Anticorpo Monoclonal Anti-Atp6Ap1 De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15904

Número do item: CM0006821



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a ATP6AP1 humano (subunidade S1 da V-ATPase, ~52 kDa). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa sobre acidificação lisossomal e tráfego de membranas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6AP1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATP51; ATP6IP1; ATP6AP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	537
GeneID	537
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15904
Peso Proteico	52kDa
Envio	Bolsa de gelo