


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atp6Ap2 Para Wb, Elisa - 075787

Número do item: CM0026735



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-ATP6AP2 validado para WB e ELISA. Reconhece a proteína ATP6AP2 humana, de camundongo e rato (receptor de renina, 39 kDa). Adequado para pesquisa em IVD no sistema renina-angiotensina e biologia lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6AP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	PRR; M8-9; MRXE; RENR; XMRE; XPDS; CDG2R; HT028; MRXSH; ELDF10; ATP6IP2; MSTP009; APT6M8-9; ATP6M8-9; ATP6AP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10159
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 251-350 da ATP6AP2 humana (NP_005756.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075787
Peso Proteico	39kDa
Transporte	Bolsa de gelo