


Anti-Atp6V0A1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q93050

Número do item: CM0015621



introdução

ATP6V0A1 Anticorpo Policlonal de Coelho para WB, IF/ICC, ELISA; reconhece humano, camundongo, rato. Almeja a subunidade $\alpha 1$ da V-ATPase para acidificação de organelas, sinalização mTORC1 e estudos de desenvolvimento neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6V0A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	$\alpha 1$; Stv1; VPP1; Vph1; ATP6N1; DEE104; NEDEBA; ATP6N1A; ATP6V0A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	535
GeneID	535
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-300 do ATP6V0A1 humano (NP_001123493.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q93050
Peso da Proteína	96kDa
Envio	Saco de gelo