


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Atp6V0C Para Wb E Elisa - P27449

Número do item: CM0004716



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ATP6V0C humano (subunidade proteolípica c de 16 kDa da ATPase próton do tipo V), validado para aplicações de Western blot e ELISA. Ideal para estudos sobre acidificação vacuolar e função lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6V0C Rabbit mAb
Observações/Apelido	ATP6V0C; ATP6C; ATP6L; ATPL; VATL; VPPC; Vma3; subunidade c V0 de transporte ATPase H+
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	527
Imunogénio	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ATP6V0C humano. (NP_001685.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27449
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo