


Anti-Atp6V0C Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P27449

Número do item: CM0023098



introdução

Anti-ATP6V0C Anticorpo Policlonal de Coelho, validado para Western blot (WB), Imunofluorescência/Imunocitoquímica (IF/ICC) e ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Camundongo e Rato. Essencial para estudar a função do canal de prótons da ATPase vacuolar e a acidificação lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6V0C pAb de Coelho
Observações/Apelido	ATPL; VATL; VPPC; Vma3; ATP6C; ATP6L; ATP6V0C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	527
GeneID	527
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ATP6V0C humano (NP_001185498.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27449
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo