


Anticorpo Policlonais De Coelho Anti-Atp6V0D1 Para Wb, Elisa - P61421

Número do item: CM0031029



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ATP6V0D1 humano (subunidade d1 da V-ATPase), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de acidificação lisossomal e sinalização de mTORC1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6V0D1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P39; VATX; VMA6; ATP6D; ATP6DV; VPATPD; ATP6V0D1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9114
GeneID	9114
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-351 da ATP6V0D1 humana (NP_004682.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P61421
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo