


Anticorpo Policlonal Anti-Atp6V1A Para Wb E Elisa - P38606

Número do item: CM0013720



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ATP6V1A humana (subunidade catalítica A da V-ATPase). Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em V-ATPase, transporte iônico e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6V1A Rabbit pAb
Observações/Apêndice	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECEE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	523
GeneID	523
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 da ATP6V1A humana (NP_001681.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P38606
Peso Molecular da Proteína	68kDa
Envio	Em saco de gelo