


Anti-Atp6V1B2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P21281

Número do item: CM0026824



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATP6V1B2, adequado para Western blot e ELISA. Reconhece a isoforma cerebral da subunidade B da V-ATPase humana, de camundongo e de rato, uma proteína de 57 kDa essencial para o transporte de prótons e acidificação lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6V1B2 pAb Coelho
Observações/Apelido	DOOD; HO57; VATB; VPP3; Vma2; ZLS2; ATP6B2; ATP6B1B2; ATP6V1B2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	526
GeneID	526
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 262-511 do ATP6V1B2 humano (NP_001684.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21281
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo