


Anticorpo Policlonais Anti-Atp6V1D Para Wb, Elisa - Q9Y5K8

Número do item: CM0015206



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ATP6V1D humano (subunidade D da V-ATPase), adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de acidificação vacuolar, sinalização de mTORC1 e biogênese de cílios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6V1D Rabbit pAb
Observações/Apelidos	VATD; VMA8; ATP6M; ATP6V1D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51382
ID do Gene	51382
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-247 da ATP6V1D humana (NP_057078.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5K8
Peso Molecular da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo