


Anticorpo Policlonal Anti-Atp6V1E1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P36543

Número do item: CM0026234



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ATP6V1E1, adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisas sobre o complexo V-ATPase e transporte de íons. - P36543

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP6V1E1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P31; Vma4; ATP6E; ARCL2C; ATP6E2; ATP6V1E; ATP6V1E1
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	529
ID do Gene	529
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-226 do ATP6V1E1 humano (NP_001687.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36543
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo