

Anti-Atp6V1G2 Coelho Anticorpo Policlonal Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95670

Número do item: CM0023654

introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-ATP6V1G2 da CamelBio detecta a subunidade G2 da V-ATPase (14 kDa) em amostras humanas, de camundongo e rato via WB, IHC-P, ELISA para pesquisa da bomba de prótons vacuolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ATP6V1G2 pAb Coelho
Observações/Apelido	NG38; ATP6G; VMA10; ATP6G2; ATP6V1G2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	534
GeneID	534
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-100 do ATP6V1G2 humano (NP_569730.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95670
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo