

Anti-Atp7A Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04656

Número do item: CM0008382



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ATP7A de alta qualidade validado para aplicações em amostras humanas, incluindo WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para investigar a homeostase do cobre, doença de Menkes e tráfego de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP7A mAb de Coelho
Observações/Apelido	MK; MNK; DSMAX; SMAX3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	538
GeneID	538
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-79 do ATP7A humano (NP_000043.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q04656
Peso da Proteína	11-172 kDa
Envio	Saco de gelo