

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Atp7A Para Wb E Elisa - Q04656

Número do item: CM0027360



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-ATP7A de alta especificidade validado para WB e ELISA. Detecta ATP7A humano com reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa de homeostase do cobre, doença de Menkes e função neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP7A Rabbit pAb
Observações/Alias	MK; MNK; DSMAX; SMAX3; ATP7A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	538
ID do Gene	538
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-79 da ATP7A humana (NP_000043.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q04656
Peso da Proteína	11-172 kDa
Transporte	Saco de gelo