

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Atp7B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35670

Número do item: CM0029077



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado à ATPase 2 transportadora de cobre humana (ATP7B). Validado para WB, IHC-P, ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de doença de Wilson e homeostase do cobre.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ATP7B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	WD; PWD; WC1; WND; ATP7B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	540
GeneID	540
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35670
Peso da Proteína	157 kDa
Envio	Bolsa de gelo