

## Anticorpo Monoclonal Anti-Atp8 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P03928

Número do item: CM0005264



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ATP8 de alta qualidade (P03928) validado para Western blot, IP, IHC-P e ELISA. Reage com a subunidade 8 do complexo F(0) da ATP sintase humana e de rato, com peso molecular de 8 kDa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | mAb anti-ATP8 de coelho                                                                                                            |
| Observações/Apelidos       | ATPase8; MTATP8; ATP8                                                                                                              |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (humano)            | 4509                                                                                                                               |
| GeneID                     | 4509                                                                                                                               |
| Imunógeno                  | Peptídeo sintético; Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-68 do ATP8 humano (YP_003024030.1). |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                             |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                             |
| Aplicação                  | WB, IP, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Rato                                                                                                                       |
| SWISS                      | P03928                                                                                                                             |
| Peso Molecular da Proteína | 8kDa                                                                                                                               |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                                      |