

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atp8B3 Para Wb E Elisa - O60423

Número do item: CM0020605



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATP8B3, uma ATPase flippase transportadora de fosfolipídios crucial para a função espermática. Validado para WB e ELISA com amostras humanas. Peso proteico 147kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATP8B3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATPIK; ATP8B3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	148229
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-900 do ATP8B3 humano (NP_620168.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60423
Peso Proteico	147kDa
Envio	Em sacola de gelo