

Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Atpb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06576

Número do item: CM0006787



introdução

Anticorpo monoclonal de rato de alta especificidade contra ATP5B humana. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre a subunidade beta da ATP sintase e mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATPB mAb de Rato
Observações/Apelidos	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	506
GeneID	506
Imunógeno	Peptídeo sintético - peptídeo sintetizado derivado de ATPB humana
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06576
Peso Molecular da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo