

Anti-Atpb Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06576

Número do item: CM0002982



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade que visa a subunidade beta da ATP sintase humana (ATPB), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa sobre metabolismo energético mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATPB Rabbit mAb
Observações/Apelido	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	506
GeneID	506
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-529 da ATPB humana (NP_001677.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06576
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo