


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atpb - P06576

Número do item: CM0030274



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade beta da ATP sintase mitocondrial (ATPB/ATP5B). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre metabolismo energético mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATPB Rabbit pAb
Observações/Alias	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	506
GeneID	506
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-529 da ATPB humana (NP_001677.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06576
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo