


Anti-Atpif1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uii2

Número do item: CM0005362



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ATPIF1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com ATPIF1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de função mitocondrial, inibição de ATPase e síntese de heme.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATPIF1 mAb de Coelho
Observações / Apelido	IP; ATPi; ATPiP; ATPiF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	93974
ID do Gene	93974
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-106 do ATPIF1 humano (NP_057395.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UII2
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Saco de gelo