

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atpif1 (Validado Para Ko) Para Wb E Ip - Q9Uii2

Número do item: CM0030942



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATPIF1 humano, validado para especificidade por knockout (KO). Adequado para WB, IP, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de inibição da ATPase mitocondrial e síntese de heme.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado para KO] ATPIF1 Rabbit pAb
Observações/Alias	IP; ATPi; ATPiP; ATPIF1; F1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	93974
ID do Gene	93974
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-106 da ATPIF1 humana (NP_057395.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UII2
Peso da Proteína	12kDa
Envio	Bolsa de gelo