


Anticorpo Policlonal Anti-Atr Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13535

Número do item: CM0013514



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à quinase ATR envolvida na sinalização do ponto de verificação de danos no DNA. Adequado para WB, IHC-P e ELISA; detecta ATR humano, de rato e de camundongo (~301 kDa). Ideal para pesquisa em câncer e instabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATR Coelho pAb
Observações/Apelido	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	545
GeneID	545
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-500 do ATR humano (NP_001175.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13535
Peso Proteico	301kDa
Envio	Saco de gelo