


Anticorpo Monoclonal Anti-Atrip Para Wb, Elisa - Q8Wxe1

Número do item: CM0003515



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à ATRIP humana (proteína que interage com ATR), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização do ponto de verificação de danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATRIP Rabbit mAb
Observações/Apelido	ATRIP; proteína que interage com ATR
Espécie	Humano
ID do Gene	84126
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 da ATRIP humana (Q8WXE1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WXE1
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo