


Anticorpo Policlonal Anti-Atrip Para Wb, Elisa - Q8Wxe1

Número do item: CM0027773



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ATRIP humano (proteína interagente com ATR) para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Essencial para pesquisa de sinalização de checkpoint de danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATRIP Rabbit pAb
Observações/Alias	ATRIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84126
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da ATRIP humana (NP_569055.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8WXE1
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco de gelo