


Anti-Atrip Anticorpo Policlonal De Coelho - Q8Wxe1

Número do item: CM0028411



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o ATRIP humano (proteína de interação com ATR), adequado para aplicações de WB, IF/ICC, IP e ELISA. Fundamental para pesquisas sobre resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATRIP pCoelho
Observações/Apelido	ATRIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84126
GeneID	84126
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do ATRIP humano (NP_569055.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WXE1
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco com gelo