

Anticorpo Policlonal Anti-Atrnl1 Para Wb E Elisa - Q5Vv63

Número do item: CM0016987

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ATRNL1 de alta qualidade para WB e ELISA, reativo cruzado com humano e camundongo. Adequado para estudar sinalização de melanocortina e homeostase energética. Peso molecular 153kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATRNL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ALP; bA338L11.1; bA454H24.1; ATRNL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26033
GeneID	26033
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 53-160 do ATRNL1 humano (NP_001263211.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5VV63
Peso da Proteína	153kDa
Envio	Saco de gelo