


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Atrx Para If-P E Elisa - P46100

Número do item: CM0022444



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATRX humano, adequado para imunofluorescência (IF-P) e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre remodelamento da cromatina e biologia dos telômeros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ATRX Rabbit pAb
Observações/alias	JMS; XH2; XNP; MRX52; RAD54; RAD54L; ZNF-HX
Espécie	Humano
GeneID (humano)	546
GeneID	546
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2273-2413 de ATRX humano (NP_000480.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P46100
Peso da proteína	283 kDa
Transporte	Bolsa de gelo