

Anti-Atrx Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P46100

Número do item: CM0022010



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATRX humano, um remodelador de cromatina envolvido na manutenção de telômeros e regulação transcricional. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com ATRX de camundongo. Adequado para pesquisa em epigenética e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATRX Rabbit pAb
Observações/Apelido	JMS, XH2, XNP, MRX52, RAD54, RAD54L, ZNF-HX, ATRX
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	546
ID do Gene	546
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2100-2200 do ATRX humano (NP_000480.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P46100
Peso Proteico	283kDa
Envio	Saco de gelo